

Colle SUPERCYANO 201 Tube 20 G – BOSTYK - 30506100



Référence (SKU) : CFG18003

Réf. fournisseur : 30506100

DESCRIPTION

Universelle Temps de prise moyen Colle polyvalente instantanée Température minimum d'utilisation : + 5°C
Temps de prise : plastiques : 15 secondes environ caoutchouc : 10 secondes environ métaux : 15 - 40 secondes
environ Mécanique, électronique, optique, joaillerie, horlogerie, jouets, transformation des plastiques,
électroménager, bibelots, vaisselle, collage de petites surfaces, tous types de matériaux sauf téflon,
polyéthylène et polypropylène.

VARIANTES

Réf.	Nom
CPA50002	Colle SUPERCYANO 201 Tube 20 G - 30506100
LOT10200	Lot de 12 Colle SUPERCYANO 201 Tube 20 G - 30506100